


CAJA DE PRUEBAS SIN TAPA

REF.: CI107T



03 | 2010

- ≈ 232 Lentes diafragmadas 22 mm.
- ≈ Lentes esféricas de ± 0.12 a ± 20.00 .
- ≈ Lentes cilíndricas de ± 0.12 a ± 6.00 .
- ≈ Lentes prismáticas de 1 a 10° , accesorios.
- ≈ Medidas: L 470 x P 340 X H 60mm.
- ≈ Peso: 4,6 Kg.
- ≈ Conforme al marcado **CE**.
- ≈ Opción ESS 204: Gafa de pruebas.