

# OFTALMÓMETRO JAVAL

REF.: CSOJV2

El oftalmómetro de tipo Javal que permite medir el astigmatismo y los radios corneales



03 | 2010

**REF.: CSOJV2.**

## Oftalmómetro JAVAL

- ≈ La orientación de los ejes principales se leen directamente sobre el aparato.
- ≈ La calidad mecánica y óptica de éste oftalmómetro Javal garantiza al usuario la precisión de medidas.
- ≈ Ocular regulable.
- ≈ Escala dióptrica y milimétrica.
- ≈ Capacidad de medidas de 5.60 a 11.30 mm. 0 de 30 a 60 dioptrías..
- ≈ Miras rojas/verdes.
- ≈ Gran luminosidad.
- ≈ Puesta a punto por balancín y moleta elevables.
- ≈ Reposo-barbilla regulable en altura.
- ≈ Medidas: 400 x 400 x 500 mm.
- ≈ Peso: 15 Kg..